

WAARSCHUWING

Aangezien u zelf de moeite heeft genomen om een afdruk van uw oor te laten maken voor uw persoonlijke oordoppen mag het logisch zijn dat deze voor u zijn... en voor u alleen. Het lijkt overbodig om te vermelden maar er zijn duidelijk minder slimme mensen daar buiten dus we zeggen het toch... Het is ons op de basisschool geleerd om te delen, doe dit echter NIET! Niet met uw oordoppen in ieder geval. Naast dat ze niet zullen passen is het ook nog eens smerig en kan voor allerlei oorwas uitwissel problemen zorgen. Gewoon niet doen!

Geluidsniveau in dB

85dB	90dB	95dB	100dB	105dB	110dB	115dB
8 uur	4 uur	2 uur	1 uur	30 min	15 min	7,5 min

Maximale blootstelling in tijd

CUSTOM GEHOOR BESCHERMING

Whooptidoo, u bent nu de trotse eigenaar van dit ongelooflijk geniale stukje kunst gemaakt door Ears4u. Wij begrijpen dat je veel te enthousiast bent om ze direct te gaan gebruiken maar voordat u dat doet zijn er een paar dingen die goed zijn om te weten. Dus lees vooral verder...

Om er voor te zorgen dat de geluidskwaliteit optimaal blijft is het raadzaam om uw oren regelmatig te controleren op verstopping. Raadpleeg hiervoor uw arts. Ook de gehoorbeschermers behoeven enig onderhoud. Hierover meer bij onderhoud op de andere zijde.



CUSTOM GEHOORBESCHERMING

www.ears4u.nl | info@ears4u.nl



PLAATSEN IN HET OOR

Uw Ears4u oordoppen zijn handgemaakt met liefde en aandacht om heerlijk in uw oor te nestelen. Voor optimaal comfort gebruikt u het passende dopje bij het juiste oor, wat betekend... Het dopje met de RODE STIP naar boven in uw RECHTER OOR en het dopje met de BLAUWE STIP naar boven in uw LINKER OOR.



Pak de dop tussen duim en wijsvinger. Kijk zorgvuldig naar de dop, zorg dat het zich comfortabel voelt en dat de stip naar boven wijst. Breng nu langzaam, voorzichtig en met liefde en aandacht de dop naar het oor, draai hem een kwartslag naar achter en breng hem aan in het oor. Dit moet comfortabel voelen en NIET pijnlijk op welke manier dan ook. Wanneer het pijnlijk is om de dop te dragen neem dan direct contact op met ons.



VERWIJDEREN UIT HET OOR

Wanneer alle herrie rondom u is verdwenen en u denkt dat de wereld weer veilig is om uw bescherming te verwijderen, ruk deze dan niet klakkeloos uit uw oor. Maar opnieuw met liefde en aandacht zet uw duim tegen de rand van de dop en duw deze rustig omhoog en haal de dop uit uw oor.



ONDERHOUD

Controleer regelmatig of de geluidsopeningen vrij zijn van vervuiling en oorsmeer. Eventuele verstopping kan met het meegeleverde haakje worden verwijderd. De oordoppen zelf zijn voorzien van een antibacteriële lak die gereinigd kan worden met een vochtig doekje en eventueel alcohol.

